# Durezza permanente e temporanea dell'acqua

#### Materiale occorrente:

- una pipetta a due tacche da 100 ml;
- una buretta di schellbach da 25 ml (sensibilità 0,05 ml);
- una beuta da 250 ml;
- una piastra riscaldante.

#### Reattivi:

• EDTA ( $C_{10}H_{14}N_2O_8Na_2$ ) sale disodico solido puro per analisi RPE





Indicazioni di pericolo

H332-373. Consigli di prudenza: P261 - 271-304+340 - 312 - 314;

idrossido di ammonio (NH₄OH)







di prudenza: P261 - 273 - 280 - 305+351+338;

cloruro d'ammonio (NH₄Cl)



Indicazioni di pericolo: H302-319. Consigli di prudenza: P305+351+338;

- indicatore nero eriocromo T o NET (C<sub>20</sub>H<sub>12</sub>N<sub>3</sub>O<sub>7</sub>SNa);
- acqua distillata.

#### Potenziali pericoli:

vista la pericolosità dei reattivi lavorare sotto cappa, indossando i dispositivi di sicurezza!

## Principio

I sali che determinano la durezza in un'acqua sono i cloruri ( $CaCl_2$  e  $MgCl_2$ ), i solfati ( $CaSO_4$  e  $MgSO_4$ ) e i bicarbonati di calcio e magnesio [ $Ca(HCO_3)_2$  e  $Mg(HCO_3)_2$ ]. Solfati e cloruri rappresentano la durezza permanente poiché permangono nell'acqua anche dopo prolungata ebollizione. I bicarbonati si trasformano in carbonati insolubili formando quel residuo dannoso per le condutture, le caldaie ecc. detto «calcare»:

$$Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3 + CO_2 + H_2O$$
  
 $Mg(HCO_3)_2 \rightarrow MgCO_3 + CO_2 + H_2O$ 

I bicarbonati di calcio e magnesio in un'acqua di fonte vengono detti durezza temporanea.

### Metodica

Si prelevano con una pipetta a due tacche 100 ml dell'acqua di cui abbiamo già determinato la durezza totale. L'acqua così prelevata si porta all'ebollizione su una piastra riscaldante e si fa bollire per 20 minuti, aggiungendo di tanto in tanto piccole aliquote di acqua distillata per mantenere costante il volume (figura 1).



FIGURA 1 Ebollizione dell'acqua

Si filtra poi per eliminare il residuo e si lava il precipitato calcareo con 10 ml di acqua distillata fredda riunendo l'acqua di lavaggio con il liquido già filtrato. Si fa raffreddare e si esegue la titolazione con la stessa metodica descritta nell'**esperienza 12** per determinare la **durezza totale**. Dalla differenza della durezza totale, determinata in precedenza, meno la **durezza permanente**, calcoliamo la **durezza temporanea**:

$$D_{\text{temp}} = D_{\text{tot}} - D_{\text{perm}}$$



FIGURA 2 Decantazione



FIGURA 3 Filtrazione




FIGURA 4 Residuo calcareo